

E 417/1

Einsatz

zur optimalen Aufnahme von bis zu 30 Ohren- und Nasenspekula.



- Geeignet für die Aufnahme von ca. 30 Ohren- und Nasenspekula
- 280 Fächer ca. ?? x ??
- Die Maschenweite am Boden beträgt 4 mm
- Einsetzbar in Ober- und Unterkorb

EAN-Nr.: 4002516855224 / Materialnummer: 12669760 /
Alte Materialnummer: 69541703D

Produktzugehörigkeit	
Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Medizin	•
Gerätezugehörigkeit	
G 7831	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
PWD 8682	•
PWD 8682 CD	•
PWD 8692	•
Produktkategorie	
Einsatz für HNO-Instrumentarium	•
Produkteigenschaften	
Material	Edelstahl
Farbe	Edelstahl
Anzahl Fächer	280
Anwendungsbereich	
Aufbereitung von HNO-Instrumentarium	•
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	80
Außenmaß, Nettobreite in mm	220
Außenmaß, Nettotiefe in mm	435
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	88
Außenmaß, Bruttobreite in mm	196
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	475
Nettogewicht in kg	1,51
Bruttogewicht in kg	1,72