


A 605 Modul

zur optimalen Aufbereitung von Röhrchen, Vials, Reagenzgläsern etc.



- Bestückt mit 98 Injektordüsen
- Max. H 160 mm, max. Ø 20 mm
- Einsetzbar im Wagen A 503

EAN-Nr.: 4002516854074 / Materialnummer: 12669870 /
Alte Materialnummer: 69660501D

Produktzugehörigkeit

Großraum Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor •

Gerätezugehörigkeit

PLW 8615 •

PLW 8616 •

PLW 8617 •

Produktkategorie

Einsatz/Modul für Reagenzgläser •

Anwendungsbereich

Aufbereitung von Pipetten/Vials •

Aufbereitung von Reagenzgläsern •

Aufbereitung von Laborglas •

Produkteigenschaften

Material Edelstahl

Farbe Edelstahl

Kapazität

Reagenzgläser [Anzahl] 98

Vials [Anzahl] 98

Maße und Gewicht

Außenmaß, Nettohöhe in mm 158

Außenmaß, Nettobreite in mm 254

Außenmaß, Nettotiefe in mm 604

Außenmaß, Bruttohöhe in mm 190

Außenmaß, Bruttobreite in mm 288

Außenmaß, Bruttotiefe in mm 620

Nettogewicht in kg 2,84

Bruttogewicht in kg 3,31