

E 494
Einsatz
zur losen Aufnahme von 5 Mikrotiterplatten.



EAN-Nr.: 4002516853947 / Materialnummer: 12669920 /
Alte Materialnummer: 69549402D

Produktzugehörigkeit	
Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor	•
Großraum Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor	•
SlimLine-Laborspüler	•
Reinigungsgeräte für industrielle Teilereinigung	•
Großraum-Laborspüler für industrielle Teilereinigung	•
SlimLine-Laborspüler für industrielle Teilereinigung	•
Gerätezugehörigkeit	
G 7825	•
PG 8527	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PLW 8636 [LAB / LAB MON]	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
PLW 8683	•
PLW 8683 CD	•
PLW 8693	•
PLW 6011	•
PLW 6111	•
PLW 7111	•
PLW 8505	•
Produktkategorie	
Sonstiger Einsatz	•
Produkteigenschaften	
Material	Edelstahl
Farbe	Edelstahl
Anwendungsbereich	
Aufbereitung von Laborglas	•
Aufbereitung von diversen Utensilien	•
Kapazität	
Mikrotiterplatten [Anzahl]	5
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	35
Außenmaß, Nettobreite in mm	205
Außenmaß, Nettotiefe in mm	440
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	90
Außenmaß, Bruttobreite in mm	230
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	465
Nettogewicht in kg	0,48
Bruttogewicht in kg	0,72