

A 606

Modul

zur Nutzung von z.B. Laborglaseinsätzen in der oberen Ebene des Wagens A 503



- Mit Sprüharm

EAN-Nr.: 4002516853961 / Materialnummer: 12669930 /
Alte Materialnummer: 69660602D

Produktzugehörigkeit

Großraum Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor •

Gerätezugehörigkeit

PLW 8615 •

PLW 8616 •

PLW 8617 •

Produktkategorie

Sonstiger Einsatz/Sonstiges Modul •

Produkteigenschaften

Material Edelstahl, Kunststoff

Farbe Edelstahl, Schwarz

Anwendungsbereich

Aufbereitung von Laborglas •

Maße und Gewicht

Außenmaß, Nettohöhe in mm 97

Außenmaß, Nettobreite in mm 505

Außenmaß, Nettotiefe in mm 606

Außenmaß, Bruttohöhe in mm 120

Außenmaß, Bruttobreite in mm 525

Außenmaß, Bruttotiefe in mm 610

Nettogewicht in kg 2,40

Bruttogewicht in kg 3,05