

A 612 Modul

zur optimalen Aufbereitung von großvolumigem Laborglas.



- Individuell bestückbar mit Injektordüsen
- Geeignet für Laborflaschen 2-10 l, Rundkolben 2-6 l
- Geeignet für Erlenmeyerkolben 2-5 l, Messkolben 2-5 l
- Einsetzbar in Wagen A 503

EAN-Nr.: 4002516854173 / Materialnummer: 12670000 /
Alte Materialnummer: 69661201D

Produktzugehörigkeit

Großraum Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor •

Gerätezugehörigkeit

PLW 8615 •

PLW 8616 •

PLW 8617 •

Produktkategorie

Einsatz/Modul für Enghalsgläser •

Modul für großvolumiges Laborglas •

Produkteigenschaften

Material Edelstahl, Kunststoff

Farbe Edelstahl, Schwarz

Anwendungsbereich

Aufbereitung von Laborglas •

Kapazität

Großvolumiges Laborglas [Anzahl] 4

Maße und Gewicht

Außenmaß, Nettohöhe in mm 221

Außenmaß, Nettobreite in mm 253

Außenmaß, Nettotiefe in mm 608

Außenmaß, Bruttohöhe in mm 253

Außenmaß, Bruttobreite in mm 293

Außenmaß, Bruttotiefe in mm 648

Nettogewicht in kg 3,23

Bruttogewicht in kg 3,75