


A 613 Modul

zur optimalen Aufbereitung von Voll- und Messpipetten.



- Bestückt mit 98 Injektordüsen
- Geeignet für Messpipetten mit einem Volumen von 1-50 ml
- Geeignet für Vollpipetten mit einem Volumen von 1-100 ml
- Einsetzbar in Wagen A 503

EAN-Nr.: 4002516854128 / Materialnummer: 12670020 /
Alte Materialnummer: 69661301D

Produktzugehörigkeit

Großraum Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor •

Gerätezugehörigkeit

PLW 8615 •

PLW 8616 •

PLW 8617 •

Produktkategorie

Einsatz/Modul für Pipetten •

Produkteigenschaften

Material Edelstahl, Kunststoff

Farbe Edelstahl, Schwarz

Anwendungsbereich

Aufbereitung von Pipetten/Vials •

Aufbereitung von Laborglas •

Kapazität

Pipetten [Anzahl] 98

Maße und Gewicht

Außenmaß, Nettohöhe in mm 194

Außenmaß, Nettobreite in mm 254

Außenmaß, Nettotiefe in mm 604

Außenmaß, Bruttohöhe in mm 217

Außenmaß, Bruttobreite in mm 283

Außenmaß, Bruttotiefe in mm 615

Nettogewicht in kg 2,69

Bruttogewicht in kg 3,05