

E 792

Silikonschlauch mit Anschluss
zum Anschluss an Luer-Lock-Verbindungen, weiblich.



- Mit Anschluss Luer-Lock männlich
- Länge 160 mm
- 4 Silikonschläuche pro Verpackungseinheit

EAN-Nr.: 4002516854760 / Materialnummer: 12670280 /
Alte Materialnummer: 69779202D

Produktzugehörigkeit	
Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Medizin	•
Großraum Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Medizin	•
Gerätezugehörigkeit	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
PWD 8682	•
PWD 8682 CD	•
PWD 8692	•
Produktkategorie	
Sonstiges Zubehör	•
Produkteigenschaften	
Material	Edelstahl, Kunststoff
Farbe	Edelstahl, Transparent
Anwendungsbereich	
Aufbereitung von MIC-Instrumentarium	•
Aufbereitung von Ophthalmologie-Instrumentarium	•
Aufbereitung von Hohlkörperinstrumenten	•
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Nettotiefe in mm	160
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	12
Außenmaß, Bruttobreite in mm	80
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	120
Nettogewicht in kg	0,08
Bruttogewicht in kg	0,09