

A 620

Injektormodul

zur optimalen Aufbereitung von Laborglas, mit 10 Injektorplätzen.



- Individuell bestückbar mit max. 10 Düsen
- Einsetzbar in Wagen A 503 und Wagen APLW 511
- Bestandteil des EasyLoad-Systems

EAN-Nr.: 4002516853909 / Materialnummer: 12678100 /  
Alte Materialnummer: 69662001D

#### Produktzugehörigkeit

- Großraum Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor
- SlimLine-Laborspüler für industrielle Teilereinigung

#### Gerätezugehörigkeit

- PLW 8615
- PLW 8616
- PLW 8617

#### Produktkategorie

- Einsatz/Modul für Enghalsgläser
- Einsatz für diverse Flaschen

#### Produkteigenschaften

- Material: Edelstahl
- Farbe: Edelstahl
- Bestandteil des EasyLoad-Systems

#### Anwendungsbereich

- Aufbereitung von Laborglas

#### Maße und Gewicht

- Außenmaß, Nettohöhe in mm: 113
- Außenmaß, Nettobreite in mm: 133
- Außenmaß, Nettotiefe in mm: 608
- Außenmaß, Bruttohöhe in mm: 145
- Außenmaß, Bruttobreite in mm: 150
- Außenmaß, Bruttotiefe in mm: 620
- Nettogewicht in kg: 1,59
- Bruttogewicht in kg: 1,82