

A 621

Injektormodul

zur optimalen Aufbereitung von Laborglas, mit 20 Injektorplätzen.



- Individuell bestückbar mit max. 20 Düsen
- Einsetzbar in Wagen A 503 und Wagen APLW 511
- Bestandteil des EasyLoad-Systems

EAN-Nr.: 4002516855125 / Materialnummer: 12678110 /
Alte Materialnummer: 69662101D

Produktzugehörigkeit

- Großraum Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor
- SlimLine-Laborspüler für industrielle Teilereinigung

Gerätezugehörigkeit

- PLW 8615
- PLW 8616
- PLW 8617

Produktkategorie

- Einsatz/Modul für Enghalsgläser
- Einsatz für diverse Flaschen

Produkteigenschaften

- Material: Edelstahl
- Farbe: Edelstahl
- Bestandteil des EasyLoad-Systems

Anwendungsbereich

- Aufbereitung von Laborglas

Kapazität

- Enghalsgläser [Anzahl]: 20

Maße und Gewicht

- Außenmaß, Nettohöhe in mm: 113
- Außenmaß, Nettobreite in mm: 173
- Außenmaß, Nettotiefe in mm: 608
- Außenmaß, Bruttohöhe in mm: 170
- Außenmaß, Bruttobreite in mm: 208
- Außenmaß, Bruttotiefe in mm: 645
- Nettogewicht in kg: 1,93
- Bruttogewicht in kg: 2,27