

E 907/1

Siebschale

zur optimalen Aufnahme von diversem kleinteiligen Instrumentarium.



- Mit Deckel für Kleinteile
- Maschenweite 3 x 1 mm
- Haken zum Einhängen in E 905/1 und E 903/1

EAN-Nr.: 4002516854258 / Materialnummer: 12678170 /
Alte Materialnummer: 69590703D

Produktzugehörigkeit	
Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Medizin	•
Großraum Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Medizin	•
Gerätezugehörigkeit	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
Produktkategorie	
Siebschale	•
Produkteigenschaften	
Material	Edelstahl
Farbe	Edelstahl
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	48
Außenmaß, Nettobreite in mm	129
Außenmaß, Nettotiefe in mm	170
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	75
Außenmaß, Bruttobreite in mm	160
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	243
Nettogewicht in kg	0,26
Bruttogewicht in kg	0,37