

E 975/2

Wagen

zur optimalen Reinigung von Instrumentarium auf 2 Ebenen.



- Ausgestattet mit einem eingebauten Sprüharm
- Magnetleiste für automatische Wagenerkennung
- Die Bestückungsmaße der beiden Ebenen unterscheiden sich

EAN-Nr.: 4002516853916 / Materialnummer: 12678470 /
Alte Materialnummer: 69597504D

Produktzugehörigkeit

- | | |
|---|---|
| Großraum Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor | • |
| Großraum Reinigungs- und Desinfektionsgeräte, Feuerwehr und Rettungsdienste | • |

Gerätezugehörigkeit

- | | |
|---------|---|
| PG 8527 | • |
| PG 8528 | • |

Produktkategorie

- | | |
|------------------------------------|---|
| Wagen für Einsätze | • |
| Wagen zur Aufnahme von Siebschalen | • |

Produkteigenschaften

- | | |
|----------|-----------|
| Material | Edelstahl |
| Farbe | Edelstahl |

Anwendungsbereich

- | | |
|----------------------------------|---|
| Aufbereitung von Laborglas | • |
| Aufbereitung von OP-Instrumenten | • |

Kapazität

- | | |
|---------------------------|---|
| DIN-Siebschalen [Anzahl] | 6 |
| SPRI-Siebschalen [Anzahl] | 4 |

Maße und Gewicht

- | | |
|------------------------------|-------|
| Außenmaß, Nettohöhe in mm | 426 |
| Außenmaß, Nettobreite in mm | 636 |
| Außenmaß, Nettotiefe in mm | 790 |
| Außenmaß, Bruttohöhe in mm | 790 |
| Außenmaß, Bruttobreite in mm | 715 |
| Außenmaß, Bruttotiefe in mm | 860 |
| Nettogewicht in kg | 11,40 |
| Bruttogewicht in kg | 28,60 |

Beipack

- | | |
|---|---|
| Magnetleiste für die automatische Wagenerkennung (inkl. Magnete) [Anzahl] | 1 |
|---|---|