

E 980

Adapter

zur optimalen Aufnahme von langen Hohlkörperinstrumenten.



- Ermöglicht die Aufnahme von langen Hohlkörperinstrumenten
- Einschrauben von diversen Düsen oder Luer-Lock-Adaptern möglich

EAN-Nr.: 4002516853879 / Materialnummer: 12678480 /

Alte Materialnummer: 69598002D

<b>Produktzugehörigkeit</b>	
Großraum Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Medizin	•
<b>Gerätezugehörigkeit</b>	
PG 8527	•
PG 8528	•
<b>Produktkategorie</b>	
Sonstiges Zubehör	•
<b>Anwendungsbereich</b>	
Aufbereitung von Hohlkörperinstrumenten	•
<b>Produkteigenschaften</b>	
Material	Edelstahl
Farbe	Edelstahl
<b>Maße und Gewicht</b>	
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	12
Außenmaß, Bruttobreite in mm	80
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	120
Nettogewicht in kg	0,04
Bruttogewicht in kg	0,05