

A 623

Modul

zur optimalen Aufnahme von Messzylindern.



- Bestückt mit 4 Düsen
- Für Messzylinder mit 1-2 l Kapazität
- Schwenkbare Auflagen für ein leichtes Handling

EAN-Nr.: 4002516853893 / Materialnummer: 12678510 /
Alte Materialnummer: 69662301D

Produktzugehörigkeit

Großraum Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor •

Gerätezugehörigkeit

PLW 8615 •

PLW 8616 •

PLW 8617 •

Produktkategorie

Einsatz/Modul für Messzylinder •

Produkteigenschaften

Material Edelstahl, Kunststoff

Farbe Edelstahl, Schwarz

Anwendungsbereich

Aufbereitung von Laborglas •

Aufbereitung von Messzylindern •

Kapazität

Messzylinder [Anzahl] 4

Maße und Gewicht

Außenmaß, Nettohöhe in mm 437

Außenmaß, Nettobreite in mm 255

Außenmaß, Nettotiefe in mm 608

Außenmaß, Bruttohöhe in mm 269

Außenmaß, Bruttobreite in mm 400

Außenmaß, Bruttotiefe in mm 615

Nettogewicht in kg 2,42

Bruttogewicht in kg 3,42