

TC 900

Aufsatzverkleidung

für 900 mm breite Geräte ohne Dampfkondensator oder Trocknungsaggregat.



- Inklusive abschließbarer Servicetür
- Verblendung bis zur Raumdecke muss bauseitig erstellt werden

EAN-Nr.: 4002516854524 / Materialnummer: 12680680 /
Alte Materialnummer: 69252006D

Produktzugehörigkeit	
Großraum Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor	•
Gerätezugehörigkeit	
PLW 8615	•
PLW 8616	•
Produktkategorie	
Abdeckung	•
Produkteigenschaften	
Material	Edelstahl
Farbe	Edelstahl
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	840
Außenmaß, Nettobreite in mm	845
Außenmaß, Nettotiefe in mm	1045
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	990
Außenmaß, Bruttobreite in mm	860
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	1200
Nettogewicht in kg	48,90
Bruttogewicht in kg	63,90