

MC/2

Transferwagen

höhenverstellbar, zur Be- & Entladung von Reinigungs- & Desinfektionsautomaten.



- Ausgestattet mit 4 Laufrollen, 2 davon feststellbar
- 2 Ablageebenen (muldenförmig) sowie Griffbügel und Andockblech

EAN-Nr.: 4002516853855 / Materialnummer: 12680970 /

Alte Materialnummer: 69200113D

Produktzugehörigkeit

Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Medizin

•

Gerätezugehörigkeit

PG 8535

•

PG 8536

•

PG 8581

•

PG 8582

•

PG 8582 CD

•

PG 8583

•

PG 8583 CD

•

PG 8591

•

PG 8592

•

PG 8593

•

Produktkategorie

Aufbewahrungs-/Transportsystem

•

Produkteigenschaften

Material

Edelstahl

Farbe

Edelstahl

Maße und Gewicht

Außenmaß, Nettohöhe in mm

1003

Außenmaß, Nettobreite in mm

600

Außenmaß, Nettotiefe in mm

805

Außenmaß, Bruttohöhe in mm

1210

Außenmaß, Bruttobreite in mm

800

Außenmaß, Bruttotiefe in mm

1200

Nettogewicht in kg

18,00

Bruttogewicht in kg

47,80