

MC/2

Transferwagen

höhenverstellbar, zur Be- & Entladung von Reinigungs- & Desinfektionsautomaten.



- Ausgestattet mit 4 Laufrollen, 2 davon feststellbar
- 2 Ablageebenen (muldenförmig) sowie Griffbügel und Andockblech

EAN-Nr.: 4002516853855 / Materialnummer: 12680970 /
Alte Materialnummer: 69200113D

Produktzugehörigkeit	
Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Medizin	•
Gerätezugehörigkeit	
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8581	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
PG 8593	•
PLW 8683	•
PLW 8683 CD	•
PLW 8693	•
PWD 8682	•
PWD 8682 CD	•
PWD 8692	•
Produktkategorie	
Aufbewahrungs-/Transportsystem	•
Produkteigenschaften	
Material	Edelstahl
Farbe	Edelstahl
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	1003
Außenmaß, Nettobreite in mm	600
Außenmaß, Nettotiefe in mm	805
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	1210
Außenmaß, Bruttobreite in mm	800
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	1200
Nettogewicht in kg	18,00
Bruttogewicht in kg	47,80