

MT

Transportwagen

zur Be- & Entladung von Reinigungs- & Desinfektionsautomaten.



- Zum Lagern und Transportieren von Körben und Einsätzen
- Aufgeteilt in 4 Ebenen, die um 102,5 mm verstellbar sind
- Fahrbar mit 4 feststellbaren Rollen
- Bestückungsmaße 549 x 599 mm

EAN-Nr.: 4002516854159 / Materialnummer: 12681000 /
Alte Materialnummer: 69200114D

Produktzugehörigkeit	
Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor	•
Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Medizin	•
Gerätezugehörigkeit	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
G 7831	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8592	•
PG 8593	•
Produktkategorie	
Aufbewahrungs-/Transportsystem	•
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	1985
Außenmaß, Nettobreite in mm	662
Außenmaß, Nettotiefe in mm	616
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	920
Außenmaß, Bruttobreite in mm	775
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	2001
Nettogewicht in kg	23,00
Bruttogewicht in kg	37,60