

A 307

Einsatz

zur optimalen Aufnahme von 20 OP-Schuhen bis Größe 48.



- Geeignet für 20 OP-Schuhe
- Mit jeweils 265 mm langen Halterungen
- Zur Verwendung in der Unterkorblafette A 151
- Aufbereitung von OP-Schuhen bis Größe 48 möglich

EAN-Nr.: 4002516854975 / Materialnummer: 12683150 /
Alte Materialnummer: 69630701D

Produktzugehörigkeit

Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Medizin

Gerätezugehörigkeit

PG 8562

PG 8582

PG 8582 CD

PG 8592

PWD 8682

PWD 8682 CD

PWD 8692

Produktkategorie

Einsatz für OP-Schuhe

Produkteigenschaften

Material

Edelstahl

Farbe

Edelstahl

Anwendungsbereich

Aufbereitung von OP-Schuhen

Kapazität

OP-Schuhe [Anzahl]

20

Maße und Gewicht

Außenmaß, Nettohöhe in mm

279

Außenmaß, Nettobreite in mm

390

Außenmaß, Nettotiefe in mm

360

Außenmaß, Bruttohöhe in mm

290

Außenmaß, Bruttobreite in mm

396

Außenmaß, Bruttotiefe in mm

480

Nettogewicht in kg

1,52

Bruttogewicht in kg

2,01