

LP 2800/1

Entsalzungspatrone, leer

zum manuellen Einfüllen von Einwegharzen.



- Max. Durchflussmenge: 800 l/h
- Max. Wasserzulauftemperatur 40°C – Druckbelastbarkeit 0,5-10 bar
- Höhe 56 cm, Ø 24 cm

EAN-Nr.: 4002516881124 / Materialnummer: 12684720 /

Alte Materialnummer: 69431806D

Produktzugehörigkeit

Spülmaschinen Frischwasser	•
Spülmaschinen Tank	•
Spülmaschinen Tank Durchschub	•
Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor	•
Thermodesinfektoren	•
Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Medizin	•

Gerätezugehörigkeit

G 8066	•
PG 8067	•
PG 8041	•
PG 8043	•
PG 8045	•
PG 8055	•
PG 8055 U	•
PG 8056	•
PG 8056 U	•
PG 8057 TD	•
PG 8057 TD U	•
PG 8058	•
PG 8058 U	•
PG 8059	•
PG 8059 U	•
PG 8060	•
PG 8061	•
PG 8061 U	•
PG 8063	•
PG 8164	•
PG 8165	•
PG 8166	•
PG 8169	•
PG 8172	•
PG 8172 Eco	•
PTD 901	•
PG 8096	•
PG 8096 U	•
PG 8099	•
PG 8099 U	•
PFD 400	•
PFD 400 U	•
PFD 401	•
PFD 401 U	•
PFD 402	•
PFD 402 U	•
PFD 404	•
PFD 404 U	•
PFD 405	•
PFD 405 U	•

LP 2800/1

Entsalzungspatrone, leer

zum manuellen Einfüllen von Einwegharzen.



EAN-Nr.: 4002516881124 / Materialnummer: 12684720 /

Alte Materialnummer: 69431806D

PFD 407	•
PFD 407 U	•
PFD 408 U	•
PTD 701	•
PTD 702	•
PTD 703	•
PTD 704	•
PG 8581	•
PG 8582	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
PG 8593	•
Produktkategorie	
Wasseraufbereitung	•
Produkteigenschaften	
Material	Edelstahl, Kunststoff
Farbe	Edelstahl
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	620
Außenmaß, Bruttobreite in mm	250
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	250
Nettogewicht in kg	4,46
Bruttogewicht in kg	5,11