

A 503
Wagen
ohne Ebenen, zur Reinigung von Laborgläsern/-utensilien.



- Zur Aufnahme von Modulen und Einsätzen
- Je nach Höhe können bis zu 6 Module eingesetzt werden
- Obere Leiste sowie obere Strebe entfernbar

EAN-Nr.: 4002516854784 / Materialnummer: 12685380 /
Alte Materialnummer: 69650302D

Produktzugehörigkeit	
Großraum Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor	•
Gerätezugehörigkeit	
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
Produktkategorie	
Wagen mit Modulankopplung	•
Produkteigenschaften	
Material	Edelstahl, Kunststoff
Farbe	Edelstahl, Schwarz
Anwendungsbereich	
Aufbereitung von Laborglas	•
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	433
Außenmaß, Nettobreite in mm	790
Außenmaß, Nettotiefe in mm	650
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	790
Außenmaß, Bruttobreite in mm	715
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	860
Nettogewicht in kg	11,40
Bruttogewicht in kg	22,20