

A 505

Wagen

mit 3 Ebenen zur Reinigung von Laborgläsern und -utensilien.



- Zur Aufnahme von Einsätzen und Siebschalen

EAN-Nr.: 4002516854678 / Materialnummer: 12685400 /
Alte Materialnummer: 69650501D

Produktzugehörigkeit	
Großraum Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor	•
Gerätezugehörigkeit	
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
Produktkategorie	
Wagen für Einsätze	•
Produkteigenschaften	
Material	Edelstahl, Kunststoff
Farbe	Edelstahl, Schwarz
Anwendungsbereich	
Aufbereitung von Laborglas	•
Aufbereitung von Siebschalen	•
Aufbereitung von diversen Utensilien	•
Kapazität	
DIN-Siebschalen [Anzahl]	9
SPRI-Siebschalen [Anzahl]	6
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	790
Außenmaß, Bruttobreite in mm	715
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	860
Nettogewicht in kg	15,60
Bruttogewicht in kg	26,40