

E 491

Einsatz

zur optimalen Aufnahme rotierender Instrumente.



- Geeignet für 18 Turbinenschäfte
- Geeignet für 30 Winkelstückschäfte
- Auch geeignet für rotierende Instrumente z.B. der Podologie

EAN-Nr.: 4002516855194 / Materialnummer: 12686260 /
Alte Materialnummer: 68549103D

Produktzugehörigkeit	
Thermodesinfektoren	•
Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Medizin	•
Gerätezugehörigkeit	
G 7831	•
PG 8581	•
PG 8591	•
PWD 8531	•
PWD 8532	•
PWD 8534	•
PWA 8672	•
PWD 8682	•
PWD 8682 CD	•
PWD 8692	•
Produktkategorie	
Einsatz/Modul für Dental-Instrumentarium	•
Produkteigenschaften	
Material	Edelstahl
Farbe	Edelstahl
Anwendungsbereich	
Aufbereitung von Dental-Instrumentarium	•
Kapazität	
Schäfte [Anzahl]	48
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	53
Außenmaß, Nettobreite in mm	70
Außenmaß, Nettotiefe in mm	120
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	100
Außenmaß, Bruttobreite in mm	265
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	180
Nettogewicht in kg	0,30
Bruttogewicht in kg	1,00