

PG 8597

Pendelenthärter

für die kontinuierliche Entnahme von Weichwasser bei Wasserhärten bis 40°dH.



- Leistung: kontinuierlich 19 l/min, max. 30 l/min
- Standgerät mit Rollen, von oben befüllbar
- 1 Behälter für 20 kg Salz, 2 Behälter für 4,5 l Harz
- Mengengesteuertes Zweikammersystem, stromloser Betrieb
- Das Gerät verfügt über einen Wasseranschluss

EAN-Nr.: 4002516860372 / Materialnummer: 12687200 /
Alte Materialnummer: 69859702D

Produktzugehörigkeit	
Spülmaschinen Tank	•
Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor	•
Großraum Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor	•
Thermodesinfektoren	•
Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Medizin	•
Großraum Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Medizin	•
Gerätezugehörigkeit	
G 8066	•
PG 8067	•
PG 8164	•
PG 8165	•
PG 8166	•
PG 8169	•
PG 8172	•
PG 8172 Eco	•
PTD 901	•
PTD 701	•
PTD 702	•
PTD 703	•
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PTD 704	•
PG 8528	•
G 7831	•
PG 8535	•
PG 8536	•
Produktkategorie	
Wasseraufbereitung	•
Produkteigenschaften	
Material	Kunststoff
Farbe	Weiß
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	680
Außenmaß, Bruttobreite in mm	390
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	380
Nettogewicht in kg	18,60
Bruttogewicht in kg	19,00