

DOS 60/30

Dosierpumpe

zur Dosierung von flüssigen, neutralen/alkalischen Medien.



- Zur Dosierung von flüssigem Reiniger
- Zur Dosierung von chemischem Desinfektionsmittel
- Zum nachträglichen Einbau durch den Miele Kundendienst

EAN-Nr.: 4002516854463 / Materialnummer: 12687820 /
Alte Materialnummer: 69225010D

Produktzugehörigkeit	
Großraum Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor	•
Großraum Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Medizin	•
Gerätezugehörigkeit	
G 7825	•
G 7826	•
Produktkategorie	
Dosiersystem	•
Produkteigenschaften	
Förderrate in ml/60 Sek.	120
Länge der Sauglanze in mm	333
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	165
Außenmaß, Bruttobreite in mm	205
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	486
Nettogewicht in kg	0,85
Bruttogewicht in kg	1,26