

SC

Dampfkondensator

zur optimalen Entfeuchtung und Kühlung der Abluft.



- Nur in Verbindung mit Trocknungsaggregat nutzbar
- Möglichkeit zum Anschluss an bauseitigen Kühlwasserkreislauf

EAN-Nr.: 4002516855378 / Materialnummer: 12687850 /
Alte Materialnummer: 69251301D

Produktzugehörigkeit	
Großraum Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor	•
Gerätezugehörigkeit	
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
Produkteigenschaften	
Material	Edelstahl
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	620
Außenmaß, Bruttobreite in mm	385
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	770
Nettogewicht in kg	33,40
Bruttogewicht in kg	37,00