

RX2/RX3-LA20

Li-Ion Akku RX2/RX3 60

für Non-Stop 60 min. Laufzeit des Scout RX2/RX3.

EAN-Nr.: 4002516867050 / Materialnummer: 12689280 /
Alte Materialnummer: 41996983INT



- Qualitätsakku mit hoher Kapazität:
37,75 Wh
- Lange Lebensdauer dank Lithium-
Technologie ohne Memory-Effekt
- Mit Kurzschluss-, Überhitzungs-
und Überspannungsschutz
- Einfacher und schneller Austausch
des Akkus
- Jede Hochleistungszelle wird
separat getestet