

TU XXL HyClean Pure

16 Staubsaugerbeutel HyClean Pure TU zum Vorteilspreis
mit bester Filtrationsleistung von 99,99% durch das Miele AirClean-System.

EAN-Nr.: 4002516897354 / Materialnummer: 12695210 /
Alte Materialnummer: 41996764INT



- 80% Rezyklat* und stärkste Performance – einzigartig am Markt
- Längste Nutzungsdauer dank patentierter 3D Strömungsrichter
- Noch hygienischer durch automatischen HyClose Beutelverschluss
- ComfortFit – 1 von 11 patentierten Details des Miele HyClean® Staubsaugerbeutels
- Inhalt: 16 Staubsaugerbeutel, 4 Abluftfilter
- Geeignet für alle Guard L1 und Guard S1 Modelle

* mit einer Toleranz von +/-5%