

ADP 86

Modul

mit externer Druckerhöhungspumpe für druckloses vollentsalztes Wasser.



- Zum Ausgleich von bauseitig zu niedrigem Druck bei VE-Wasser

EAN-Nr.: 4002516873969 / Materialnummer: 12711800 /
Alte Materialnummer: 69224100D

Produktzugehörigkeit

Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor	•
Thermodesinfektoren	•
Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Medizin	•

Gerätezugehörigkeit

PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8683	•
PLW 8683 CD	•
PLW 8693	•

Produktkategorie

Zubehör für Unterbaugeräte	•
Sonstiges Zubehör	•

Produkteigenschaften

Material	Kunststoff, Edelstahl
Farbe	Weiß

Standard Elektroanschluss

Phasenanzahl	1
Nullleiter	N
AC/DC	AC
Spannung in V	220-240
Frequenz in Hz	50
Gesamtanschluss in kW	0,25

Maße und Gewicht

Außenmaß, Nettohöhe in mm	235
Außenmaß, Nettobreite in mm	180
Außenmaß, Nettotiefe in mm	300
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	320
Außenmaß, Bruttobreite in mm	210
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	390
Nettogewicht in kg	7,38
Bruttogewicht in kg	8,23