

APWD 217

Wagen

mit 3 Ebenen zur Reinigung und Desinfektion von Dental-Instrumentarium.



- Zur Aufnahme von Einsätzen und Siebschalen
- Der Wagen hat 3 Anschlussmöglichkeiten für das Modul APWD 646
- Für bis zu 66 Hohlkörperinstrumente & bis zu 160 Instrumentensets

EAN-Nr.: 4002516863069 / Materialnummer: 12718910 /
Alte Materialnummer: 69610800D

Produktzugehörigkeit

Großraum-Thermodesinfektoren, Dental

•

Gerätezugehörigkeit

PWD 7121

•

PWD 7122

•

Produktkategorie

Wagen für Einsätze

•

Produkteigenschaften

Material

Edelstahl, Kunststoff

Farbe

Edelstahl, Schwarz

Anwendungsbereich

Aufbereitung von Dental-Instrumentarium

•

Aufbereitung von Hohlkörperinstrumenten

•

Aufbereitung von Trays/Tabletts

•

Kapazität

Übertragungsinstrumente [Anzahl]

66

Sauger [Anzahl]

66

Hohlkörperinstrumente [Anzahl]

66