


APWD 646

Injektormodul

zur Aufbereitung von dentalen Hohlkörperinstrumenten in PWD 7121 & PWD 7122.



- Kapazität: 22 dentale Hohlkörperinstrumente
- Einsetzbar im Beladungswagen APWD 217
- Alle gängigen Dentaladapter und Zubehöre sind einsetzbar

EAN-Nr.: 4002516863052 / Materialnummer: 12719050 /

Alte Materialnummer: 69631600D

Produktzugehörigkeit	
Großraum-Thermodesinfektoren, Dental	•
Gerätezugehörigkeit	
PWD 7121	•
PWD 7122	•
Produktkategorie	
Einsatz/Modul für Dental-Instrumentarium	•
Produkteigenschaften	
Material	Edelstahl, Kunststoff
Farbe	Edelstahl, Schwarz
Möglichkeit zum Einsatz eines Zentralfilter	•
Anwendungsbereich	
Aufbereitung von Dental-Instrumentarium	•
Aufbereitung von Hohlkörperinstrumenten	•
Kapazität	
Übertragungsinstrumente [Anzahl]	22
Sauger [Anzahl]	22
Hohlkörperinstrumente [Anzahl]	22
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	85
Außenmaß, Nettobreite in mm	125
Außenmaß, Nettotiefe in mm	523
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	115
Außenmaß, Bruttobreite in mm	150
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	565
Nettogewicht in kg	1,26
Bruttogewicht in kg	1,49