

APWD 907

Transferwagen

zur Be- & Entladung von Großraum-Thermodesinfektoren & -Laborspülern, SlimLine.



- Ausgestattet mit 4 Laufrollen, 2 davon feststellbar
- Einfaches und angenehmes Handling durch ergonomische Griffstange
- Beladungswagen sind automatisch gegen Herabstürzen gesichert
- zur Be- und Entladung der PWD 7121 und PWD 7122 (nicht der PLW 7111 und PLW 7111 Safety)
- Mit Auffangflasche zum Sammeln von Abtropfflüssigkeiten

EAN-Nr.: 4002516860594 / Materialnummer: 12722690 /

Alte Materialnummer: 69200117D

<b>Produktzugehörigkeit</b>	
Großraum-Thermodesinfektoren, Dental	•
<b>Gerätezugehörigkeit</b>	
PWD 7121	•
PWD 7122	•
<b>Produktkategorie</b>	
Aufbewahrungs-/Transportsystem	•
<b>Produkteigenschaften</b>	
Material	Edelstahl
Farbe	Edelstahl, Schwarz
Höhenverstellbar	•
<b>Anwendungsbereich</b>	
Aufbereitung von Dental-Instrumentarium	•
Aufbereitung von Hohlkörperinstrumenten	•
Aufbereitung von Trays/Tabletts	•
<b>Maße und Gewicht</b>	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	1091
Außenmaß, Nettobreite in mm	612
Außenmaß, Nettotiefe in mm	832
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	1200
Außenmaß, Bruttobreite in mm	800
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	1200
Nettogewicht in kg	25,00
Bruttogewicht in kg	45,00