

APWD 332  
Siebtray  
flach, mit 5 Silikonstegen.



- Große Perforation und minimaler Spülschatten
- Ideale Anordnung & Fixierung der Instrumente im Tray
- Komfortables Öffnen/ Schließen mit einer Hand
- Passend für Sterilgutcontainer APWD 334
- Maße: 273 x 176 x 30 mm

EAN-Nr.: 4002516910022 / Materialnummer: 12752360 /  
Alte Materialnummer: 69633200D

Produktzugehörigkeit	
Thermodesinfektoren	•
Großraum-Thermodesinfektoren, Dental	•
Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Medizin	•
Großraum Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Medizin	•
Klein-Sterilisatoren	•
Gerätezugehörigkeit	
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
PST 1710	•
PST 1720	•
PST 2210	•
PST 2220	•
PWD 7122	•
PWD 8682	•
PWD 8682 C	•
PWD 8682 CD	•
PWD 8692	•
Produktkategorie	
Siebtrays	•
Produkteigenschaften	
Material	Edelstahl, Silikon
Farbe	Edelstahl, Gelb
Anwendungsbereich	
Aufbereitung von Ophthalmologie-Instrumentarium	•
Aufbereitung von HNO-Instrumentarium	•
Aufbereitung von Dental-Instrumentarium	•
Aufbereitung von VET-Instrumentarium	•
Aufbereitung von Podologie-Instrumentarium	•
Aufbereitung von OP-Instrumenten	•
Aufbereitung von Hohlkörperinstrumenten	•
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	30
Außenmaß, Nettobreite in mm	176
Außenmaß, Nettotiefe in mm	273