

APWD 334 Sterilcontainer



- Keimdichter Verschluss des Deckels
- Schnelle & kontaminationsfreie Deckelabnahme bei der Sterilbereitstellung
- Filterschnellhalterung zum einfachen Wechsel des Dauerfilters
- Stapelbar für reduzierten Platzbedarf
- Maße: 312 x 190 x 46 mm

EAN-Nr.: 4002516910039 / Materialnummer: 12752500 /
Alte Materialnummer: 69633400D

Produktzugehörigkeit	
Thermodesinfektoren	•
Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Medizin	•
Klein-Sterilisatoren	•
Gerätezugehörigkeit	
PST 1710	•
PST 1720	•
PST 2210	•
PST 2220	•
PWD 8682	•
PWD 8682 CD	•
PWD 8692	•
Produktkategorie	
Aufbewahrungs-/Transportsystem	•
Sterilcontainer	•
Produkteigenschaften	
Material	Aluminium
Farbe	Edelstahl
Anwendungsbereich	
Aufbereitung von Ophthalmologie-Instrumentarium	•
Aufbereitung von HNO-Instrumentarium	•
Aufbereitung von Dental-Instrumentarium	•
Aufbereitung von VET-Instrumentarium	•
Aufbereitung von Podologie-Instrumentarium	•
Aufbereitung von OP-Instrumenten	•
Aufbereitung von Hohlkörperinstrumenten	•
Kapazität	
DIN-Siebschalen [Anzahl]	1
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	46
Außenmaß, Nettobreite in mm	190
Außenmaß, Nettotiefe in mm	312