

APWD 335
Sterilcontainer
zur Aufnahme von einem Siebtray APWD 333.



- Keimdichter Verschluss des Deckels
- Schnelle & kontaminationsfreie Deckelabnahme bei der Sterilbereitstellung
- Filterschnellhalterung zum einfachen Wechsel des Dauerfilters
- Stapelbar für reduzierten Platzbedarf
- Innenmaße: 277 x 176 x 46 mm, Außenmaße: 312 x 190 x 65 mm

EAN-Nr.: 4002516909668 / Materialnummer: 12752580 /
Alte Materialnummer: 69633500D

Produktzugehörigkeit	
Thermodesinfektoren	•
Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Medizin	•
Klein-Sterilisatoren	•
Gerätezugehörigkeit	
PST 1710	•
PST 1720	•
PST 2210	•
PST 2220	•
PWD 8682	•
PWD 8682 CD	•
PWD 8692	•
Produktkategorie	
Aufbewahrungs-/Transportsystem	•
Sterilcontainer	•
Anwendungsbereich	
Aufbereitung von Ophthalmologie-Instrumentarium	•
Aufbereitung von HNO-Instrumentarium	•
Aufbereitung von Dental-Instrumentarium	•
Aufbereitung von VET-Instrumentarium	•
Aufbereitung von Podologie-Instrumentarium	•
Aufbereitung von OP-Instrumenten	•
Aufbereitung von Hohlkörperinstrumenten	•
Produkteigenschaften	
Material	Aluminium
Farbe	Edelstahl
Kapazität	
DIN-Siebschalen [Anzahl]	1
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	65
Außenmaß, Nettobreite in mm	190
Außenmaß, Nettotiefe in mm	312
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	70
Außenmaß, Bruttobreite in mm	190
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	320
Nettogewicht in kg	0,94
Bruttogewicht in kg	1,06