

APWD 335  
Sterilcontainer  
zur Aufnahme von einem Siebtray APWD 333.



- Keimdichter Verschluss des Deckels
- Schnelle & kontaminationsfreie Deckelabnahme bei der Sterilbereitstellung
- Filterschnellhalterung zum einfachen Wechsel des Dauerfilters
- Stapelbar für reduzierten Platzbedarf
- Maße: 312 x 190 x 65 mm

EAN-Nr.: 4002516909668 / Materialnummer: 12752580 /  
Alte Materialnummer: 69633500D

<b>Produktzugehörigkeit</b>	
Thermodesinfektoren	•
Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Medizin	•
Klein-Sterilisatoren	•
<b>Gerätezugehörigkeit</b>	
PST 1710	•
PST 1720	•
PST 2210	•
PST 2220	•
PWD 8682	•
PWD 8682 CD	•
PWD 8692	•
<b>Produktkategorie</b>	
Aufbewahrungs-/Transportsystem	•
Sterilcontainer	•
<b>Produkteigenschaften</b>	
Material	Aluminium
Farbe	Edelstahl
<b>Anwendungsbereich</b>	
Aufbereitung von Ophthalmologie-Instrumentarium	•
Aufbereitung von HNO-Instrumentarium	•
Aufbereitung von Dental-Instrumentarium	•
Aufbereitung von VET-Instrumentarium	•
Aufbereitung von Podologie-Instrumentarium	•
Aufbereitung von OP-Instrumenten	•
Aufbereitung von Hohlkörperinstrumenten	•
<b>Kapazität</b>	
DIN-Siebschalen [Anzahl]	1
<b>Maße und Gewicht</b>	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	65
Außenmaß, Nettobreite in mm	190
Außenmaß, Nettotiefe in mm	312