

ProCare Dent 10 A - 5 l
 Flüssigreiniger, alkalisch, 5 l
 zur maschinellen Aufbereitung von Dentalinstrumenten.



- Geeignet für Dentalinstrumente, nicht für Übertragungsinstrumente
- Abgestimmt auf die Verfahrensabläufe in Miele Thermodesinfektoren
- Hoher Material-/Korrosionsschutz für Instrumente aus Edelstahl
- Frei von Tensiden
- Frei von oxidativen Zusätzen

EAN-Nr.: 4029577157975 / Materialnummer: 12786440 /
 Alte Materialnummer: 66912201V1

Produktzugehörigkeit	
Thermodesinfektoren	•
Großraum-Thermodesinfektoren	•
Reinigungsgeräte, Dental	•
Einsatzmöglichkeiten	
Entfernung von Blut	•
Entfernung von organischen Rückständen	•
Dosierung	
Dosierempfehlung pro Spülgang	3 ml/l (0,3 %)
Große Öffnung für Dosierlanze	•
Automatische Dosierung	•
Intensität der Verschmutzung	Stark
Einsetzbar für alle Wasserhärten	•
Hauptanwendungsbereiche	
Zahnarztpraxis	•
Produkteigenschaften	
Medienart	Alkalisches Reinigungsmittel
Aggregatsform	Flüssigkonzentrat
Inhaltsstoffe	Phosphat, Silikate
pH-Wert bei 20 °C	14,0
Geeignet für die maschinelle Aufbereitung von Instrumenten und Utensilien	•
Geeignet für Standardinstrumente	•
Nicht geeignet für Übertragungsinstrumente	•
Frei von Oxidationsmitteln	•
Frei von Tensiden	•
Gutes Reinigungsvermögen	•
Hoher Materialschutz vor Korrosion	•
Lagerhinweise	
Minimale Lagertemperatur in °C	-15
Maximale Lagertemperatur in °C	30
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	217
Außenmaß, Nettobreite in mm	142
Außenmaß, Nettotiefe in mm	248
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	250
Außenmaß, Bruttobreite in mm	190
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	150
Bruttogewicht in kg	10
Füllmenge in ml	5000
Konformitäten, Prüf- und Kennzeichen	
CE	•
GHS/CLP-Konform	•