

ProCare Dent 11 A - 10 kg
Pulverreiniger, alkalisch, 10 kg
zur maschinellen Aufbereitung von Dentalinstrumenten.



- Geeignet für Dentalinstrumente, nicht für Übertragungsinstrumente
- Abgestimmt auf die Verfahrensabläufe in Miele Thermodesinfektoren
- Hoher Materialschutz
- Frei von oxidativen Zusätzen
- Korrosionsschutz für Instrumente und Trays aus Edelstahl

EAN-Nr.: 4029577157944 / Materialnummer: 12786530 /
Alte Materialnummer: 66911201V1

Produktzugehörigkeit	
Thermodesinfektoren	•
Einsatzmöglichkeiten	
Entfernung von organischen Rückständen	•
Dosierempfehlung	
Dosierempfehlung pro Spülgang	3 g/l (30 g/Zyklus)
Dosierempfehlung (pro Spülgang)	3 g/l (30 g/Zyklus)
Intensität der Verschmutzung	Stark
Einsetzbar für alle Wasserhärten	•
Dosierung	
pH-Wert bei 20 °C	12,0
Hauptanwendungsbereiche	
Zahnarztpraxis	•
Produkteigenschaften	
Medienart	Alkalisches Reinigungsmittel
Aggregatsform	Pulver
Inhaltsstoffe	Phosphat, nichtionische Tenside, Silikate
Minimale Lagertemperatur in °C	0
Maximale Lagertemperatur in °C	30
Produkteigenschaften	
Medienart	Alkalisches Reinigungsmittel
Aggregatsform	Pulver
Inhaltsstoffe	Phosphat, nichtionische Tenside, Silikate
Minimale Lagertemperatur in °C	0
Maximale Lagertemperatur in °C	30
Geeignet für Standardinstrumente	•
Geeignet für die maschinelle Aufbereitung von Instrumenten und Utensilien	•
Hoher Materialschutz vor Korrosion	•
Gutes Reinigungsvermögen	•
Nicht geeignet für Übertragungsinstrumente	Geeignet f. Standardinstr., N. geeign. f. Übertragungsins., Für masch. Aufbereit. v. Inst.
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	268
Außenmaß, Nettobreite in mm	265
Außenmaß, Nettotiefe in mm	265
Füllgewicht in g	10000
Bruttogewicht in kg	10
Konformitäten, Prüf- und Kennzeichen	
CE	•
GHS/CLP-Konform	•