

Miele MOVE MedDent+
Miele MOVE - MedDent+
für das dig. Management von Miele Professional Geräten mit Prozessdokumentation.

EAN-Nr.: 4002516887867 / Materialnummer: 12804270 / Alte Materialnummer:



Miele MOVE

MedDent+

- Alle Vorteile von Miele MOVE Connect mit unbegrenzt Anwendern
- Umfassende Prozessdokumentation mit personenbezogener Freigabe
- Erhöhte Transparenz durch visuell aufbereitete Daten
- Protokolle für gesetzlich vorgeschriebene Hygienenachweise
- Garantierte digitale Speicherdauer von 3 Jahren