

ToolManager Multi  
Hakenleiste  
für individuelle Stauraumgestaltung.

EAN-Nr.: 4002516901679 / Materialnummer: 12830380 /  
Alte Materialnummer: 33996010INT1



- Stauraum individuell nutzen – an jeder Türinnenseite
- Nahtlose Integration in jede Outdoor-Küche, dank minimalistischem Design
- Aus pulverbeschichtetem Edelstahl
- Grillhandschuhe und -zange immer griffbereit
- Platz für bis zu sieben Zubehöre