

## Boost CX1 Blue Pulse Bodenstaubsauger ohne Beutel für maximale Saugleistung in kompaktem Design.



- Höhenverstellbares EasySlide-Teleskoprohr
- Bleibt immer in der Spur dank TrackDrive
- Kraftvolle Reinigungsleistung durch Vortex-Technologie
- Vielseitig einsetzbar – Universal-Bodendüse
- Hält selbst kleinste Partikel zurück – Hygiene AirClean Filter

EAN-Nr.: 4002516897026 / Materialnummer: 12831350 /  
Alte Materialnummer: 41NRF340CE

Bauform	
Bodenstaubsauger ohne Staubbeutel	•
Produktmarke	Boost CX1
Motorvariante	PowerLine
Produkttyp	SNRF3
Bauform und Design	
Gerätefarbe	Obsidianschwarz
Reinigung	
Vortex-Technologie	•
Bedienkomfort	
Elektronische Saugkraftregulierung	4-stufiger Drehregler
Ergonomischer Tragegriff	•
Ergonomischer Handgriff	•
Saugrohr	Teleskoprohr EasySlide midsize
Park-System zum Abstellen	einseitig
Mobilität	
TrackDrive	•
Aktionsradius in m	10
Kabellänge in m	6,5
Filtersystem	
Abluftfilter	Hygiene AirClean Filter
Technische Daten	
Wattleistung	890
Lautstärke in dB	78,0
Breite in mm	400
Höhe in mm	280
Tiefe in mm	28,00
Gewicht in kg	7,8
Nennleistung in W	890
Mitgeliefertes Zubehör	
Polsterdüse	•
Fugendüse	•
Saugpinsel	•
Bodendüse SBD 355-3	•
Reinigungsbürste	Nein