

Duoflex HX1 Red Pulse

Akku-Staubsauger

Hohe Saugkraft | automatische Leistungsanpassung | Gerätemodifikation | Rubinrot



- Li-Ion Akku: bis zu 55 Minuten Laufzeit mit einer Ladung*
- Leistungsstark wie ein üblicher Miele Staubsauger**
- Leicht & kompakt: 3,1kg / 0,3l Staubbehälter
- Intelligente Elektrobürste mit automatischer Leistungsanpassung
- 99,99%***
Staubreinhaltevermögen durch Hygiene Filter

* Gilt für Leistungsstufe 1 ohne angeschlossene Elektrobürste.

** Reinigungsleistung verglichen mit einem Miele Bodenstaubsauger Complete C3 (SGEF3) mit Turbobürste STB 305-3 (Staubaufnahme von Teppich und Hartboden mit Ritze, Faseraufnahme von Teppich). Nach IEC62885-2.

*** Nach IEC 62885-4

EAN-Nr.: 4002516897033 / Materialnummer: 12831360 /
Alte Materialnummer: 41QLL050EU1

Allgemeine Informationen	
Modellbezeichnung	Duoflex HX1 Red Pulse
Materialnummer Hersteller	12831360
EAN-Nummer	4002516897033
Bauform	
Akku-Staubsauger	•
Produktmarke	Duoflex HX1
Motorvariante	Digital Efficiency Motor
Produkttyp	SQLL0
Bauform und Design	
Farbe	Rubinrot
Reinigung	
Vortex-Technologie	•
Bedienkomfort	
Elektronische Saugkraftregulierung	Tasten / 2 Stufen
Lademöglichkeit	Standard Wandhalterung
Filtersystem	
ComfortClean	•
Abluftfilter	Hygiene Filter
Staubbehältervolumen in l	0,3
Technische Daten	
Akkutyp	Li-Ion
Nennkapazität Akku in mAh	2500
Lautstärke in dB	79,0
Breite in mm	260
Höhe in mm	1250
Tiefe in mm	260
Gewicht in kg	3,1
Laufzeit LOW-Stufe PowerUnit solo	55
Flächenleistung in m ²	60
Ladezeit in Min.	210
Mitgeliefertes Zubehör	
Saugpinsel HX-DB	•
Polsterdüse XL HX-UN	•
Fugendüse HX-CN	•
Reinigungsbürste	integriert
Elektrobürste MultiFloor HX-EB 20	•