

DE-CS7-85/1

Gerätedeckel

zur oberen Abdeckung der Maschine 70 cm tief, 90 cm breit.



EAN-Nr.: 4002516913900 / Materialnummer: 12832230 /  
Alte Materialnummer: 69216013D

Produktzugehörigkeit	
Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor	•
Thermodesinfektoren	•
Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Medizin	•
Gerätezugehörigkeit	
PLW 8683 CD	•
PWD 8682 CD	•
Produktkategorie	
Deckel	•
Produkteigenschaften	
Material	Edelstahl
Farbe	Edelstahl
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	15
Außenmaß, Nettobreite in mm	700
Außenmaß, Nettotiefe in mm	900
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	80
Außenmaß, Bruttobreite in mm	795
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	995
Nettogewicht in kg	13,33
Bruttogewicht in kg	16,89