

FlexTop1-Bowl
Gar-/Lagerschale
zum Warmhalten und Zubereiten von Grillgut und Soßen.

EAN-Nr.: 4002516905349 / Materialnummer: 12846180 /
Alte Materialnummer: 33996030INT1



- Warmhalterost einklappen, Zubehör einhängen: Nutzbar im FlexRack Cooking System
- Lässt sich mit einem FlexBase Rahmen beliebig im FlexRack einhängen
- Mit 65 mm Tiefe, um Grillgut oder Soßen optimal aufzubewahren und warmzuhalten
- Ermöglicht Grillen und Kochen in neuen Dimensionen
- Aus 100 % Edelstahl, optimal für die Reinigung in der Spülmaschine