

BowlTop1

Deckel Gar-/Lagerschale mit Griff.

Kompatibel mit den Gar-/Lagerschalen FlexTop1-Bowl, OrgManager und PrepManager.

EAN-Nr.: 4002516909705 / Materialnummer: 12848380 /
Alte Materialnummer: 33996031INT1



- Ideal zum Verstauen, Warmhalten oder Kochen
- Aus 100 % Edelstahl, optimal für die Reinigung in der Spülmaschine
- Deckt die FlexTop1-Bowl, OrgManager und PrepManager zuverlässig ab