

## BowlTop2

Deckel Gar-/Lagerschale mit Griff.

Kompatibel mit den Gar-/Lagerschalen FlexTop2-Bowls, OrgManager und PrepManager.

EAN-Nr.: 4002516909958 / Materialnummer: 12848440 /  
Alte Materialnummer: 33996032INT1



- Ideal zum Verstauen, Warmhalten oder Kochen
- Aus 100 % Edelstahl, optimal für die Reinigung in der Spülmaschine
- Deckt die FlexTop2-Bowls, OrgManager und PrepManager zuverlässig ab