

FlexSticks
Grillspieß Set
für die Zubereitung von Fleisch- und Gemüsespießen im FlexRack Cooking System.

EAN-Nr.: 4002516947325 / Materialnummer: 12888210 /
Alte Materialnummer: 33996043INT1



- Warmhalterost einklappen, Zubehör einhängen: Nutzbar im FlexRack Cooking System
- Lässt sich in unterschiedlichen Positionen im FlexRack einhängen
- Die langen, stabilen Spieße fixieren jegliches Grillgut in der Halterung
- Flexible Gestaltung: Halterung bietet 15 Positionen zum Einsetzen
- Aus 100 % Edelstahl, optimal für die Reinigung in der Spülmaschine
- Praktisches Set bestehend aus einem Spießhalter und fünf Spießen