

FlexTop Wings
Einleger Geflügelrost
für die Zubereitung von Chicken Drumsticks im FlexRack Cooking System.

EAN-Nr.: 4002516947271 / Materialnummer: 12889750 /
Alte Materialnummer: 33996045INT1



- Warmhalterost einklappen, Zubehör einhängen: Nutzbar im FlexRack Cooking System
- Lassen sich mit einem FlexBase Rahmen beliebig im FlexRack einhängen
- Einsetzbar in verschiedenen Höhen, um Grillgut direkt oder indirekt zu grillen
- Aus 100 % Edelstahl, optimal für die Reinigung in der Spülmaschine
- Durch die Aussparungen im Rost kann die Hitze optimal zirkulieren
- Rösten, Garen, Warmhalten: saftige Chicken Drumsticks einfach einhängen