

FlexTop Grate
Einleger Ablagerost
zum Warmhalten, Garen oder Karamellisieren im FlexBase Rahmen.

EAN-Nr.: 4002516947349 / Materialnummer: 12889820 /
Alte Materialnummer: 33996046INT1



- Warmhalterost einklappen, Zubehör einhängen: Nutzbar im FlexRack Cooking System
- Lässt sich mit einem FlexBase Rahmen beliebig im FlexRack einhängen
- Einsetzbar in verschiedenen Höhen, um Grillgut direkt oder indirekt zu grillen
- Aus 100 % Edelstahl, optimal für die Reinigung in der Spülmaschine
- Durch die Aussparungen im Rost kann die Hitze optimal zirkulieren