

PrepManager

Gar-/Lagerschalen Set für Schubladen der Größe S
schafft Stauraum für Zutaten, wie Gemüse oder Kräuter.

EAN-Nr.: 4002516967347 / Materialnummer: 12937800 /
Alte Materialnummer: 33996065INT1



- Praktisches Set bestehend aus vier Gar-/Lagerschalen und einem Haltesteg
- Mit 65 mm Tiefe, um Zutaten optimal aufzubewahren
- Gar-/Lagerschalen aus 100 % Edelstahl, für die Reinigung in der Spülmaschine
- Das Set fügt sich nahtlos in jede S-Schublade ein
- Für die volle Flexibilität sind die Gar-/Lagerschalen einzeln entnehmbar
- Durch den mitgelieferten Haltesteg bleiben die Schalen sicher an ihrem Platz