

OrgManager

Gar-/Lagerschalen Set für Schubladen der Größe S
schafft Stauraum für Besteck und kleineres Zubehör.

EAN-Nr.: 4002516966586 / Materialnummer: 12937810 /
Alte Materialnummer: 33996066INT1



- Praktisches Set bestehend aus vier Gar-/Lagerschalen und einem Haltesteg
- Mit 40 mm Tiefe, um kleinere Zubehöre optimal zu verstauen
- Gar-/Lagerschalen aus 100 % Edelstahl, für die Reinigung in der Spülmaschine
- Das Set fügt sich nahtlos in jede S-Schublade ein
- Für die volle Flexibilität sind die Gar-/Lagerschalen einzeln entnehmbar
- Durch den mitgelieferten Haltesteg bleiben die Schalen sicher an ihrem Platz